

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 марта 2016 года № РЗН 2016/3796

Лист 1



На медицинское изделие

Аппарат для вибрационной липосакции PAL LipoSculptor, с принадлежностями

I. Состав:

1. Манипулятор электрический PAL-650 (Power Assisted LipoSculptor Electric Handpiece) - 1 шт.
2. Консоль стандартная электрическая 5020 (Standard Electric Console) - 1 шт.
3. Кабель 5006-PAL (Cable for PAL 600 & PAL 650 liposuction instruments) - 1 шт.
4. Канюли PAL нестерильные многократного использования (PAL Multi-Use Cannulas), варианты исполнения:
 - FLARED MERCEDES: PAL-R508LL 5.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R508LS 5.0 мм x 22 см x 10 мм, PAL-R408LL 4.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R408LS 4.0 мм x 22 см x 10 мм, PAL-R308LL 3.0 мм x 30 см x 9.7 мм, PAL-R308LS 3.0 мм x 22 см x 9.7 мм (5 шт.);
 - DOUBLE MERCEDES: PAL-R505LL 5.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R505LS 5.0 мм x 22 см x 10 мм, PAL-R405LL 4.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R405LS 4.0 мм x 22 мм x 10 мм (5 шт.);
 - HELIXED TRI-PORT III: PAL-R507LL 5.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R507LS 5.0 мм x 22 см x 10 мм, PAL-R407LL 4.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R407LS 4.0 мм x 22 см x 10 мм (5 шт.);
 - TRI-PORT IV: PAL-R369LL 3.6 мм x 30 см x 4.1 мм, 2.0 мм; PAL-R369LS 3.6 мм x 22 см x 4.1 мм, 2.0 мм; PAL-R369 LM 3.6 мм x 15 см x 4.1 мм, 2.0 мм; PAL-R309LS 3.0 мм x 22 см x 3.2 мм, 1.6 мм; PAL-R309LM 3.0 мм x 15 см x 3.2 мм, 1.6 мм (5 шт.);
 - MERCEDES: PAL-R504LL 5.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R504LS 5.0 мм x 22 см x 10 мм, PAL-R404XL 4.0 мм x 40 см x 10 мм, PAL-R404LL 4.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R404LS 4.0 мм x 22 см x 10 мм, PAL-R304LL 3.0 мм x 30 см x 8 мм, PAL-R304LS 3.0 мм x 22 см x 8 мм, PAL-R304LM 3.0 мм x 15 см x 8 мм, PAL-R244LM 2.4 мм x 15 см x 7.5 мм (5 шт.);
 - MIRRORED TRI-PORT II: PAL-R506LL 5.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R506LS 5.0 мм x 22 см x 10 мм, PAL-R406LL 4.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R406LS 4.0 мм x 22 см x 10 мм (5 шт.);
 - MULTI-HOLE: PAL-R30MLL 3.0 мм x 30 см x 1.9 мм, PAL-R30MLS 3.0 мм x 22 см x 1.9 мм, PAL-R30MLM 3.0 мм x 15 см x 1.9 мм (5 шт.);
 - OFFSET DOUBLE MERCEDES: PAL-R4010SL 4.0 мм x 30 см x 5.1 мм, 4.2 мм; PAL-R3610SL 3.6 мм x 30 см x 4.1 мм, 3.5 мм; PAL-R3010LL 3.0 мм x 30 см x 10 мм, PAL-R3010LS 3.0 мм x 22 см x 10 мм (5 шт.);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0017913